

Quattro™ Air ...  
god søvn med  
en lettere maske.



ResMeds nye, lette **Quattro Air**-helmaske bygger på Quattros dokumenterte yteevne og pålitelighet. Den gir økt komfort og brukervennlighet og er 45 % lettere\* enn den tidligere Mirage Quattro-masken.

Fordeler for deg ...

#### **Bygger på fordelene ved Quattro**

Med Quattro Air får du ytelse du kan stole på, i en lettere og mer grasiøs maske, som blir garantert populær blant pasientene dine.

#### **Færre deler for raskt og enkelt oppsett**

Quattro Air har færre deler enn de fleste andre helmasker – kun fire. Den er rask å demonstrere og pasientene lærer raskt hvordan den brukes, noe som gir bedre pasientcompliance.

#### **Mer brukervennlig for pasientene**

Masken er nå mye mindre kompleks, med bedre komfort og stabilitet, noe som reduserer antallet gjentatte pasientbesøk.

#### **Innovativ design som gjør den lett å venne seg til**

Den er lett, helkonstruert og komfortabel, og er til hjelp for de av pasientene dine som har vansker med å holde seg til behandlingen.

... og pasientene

#### **Let og grasiøs**

Quattro Air gir klarere sikt og er lettere enn andre helmasker, så pasientene har lettere for å akseptere behandling.

#### **Intuitiv og ukomplisert**

Quattro Air er enkel i bruk for pasientene og rask og enkel å rengjøre og sette sammen igjen.

#### **Stabilitet på pannen**

Den avanserte Flex-wing-pannestøtten er komfortabel og føles lett på ansiktet.

#### **Stille i drift**

Den sirkulære ventileringen leder luftstrømmen stille og forsiktig vekk for mindre forstyrrelse av brukeren og sengepartneren – kun 28 dBA.\*\*



**Quattro™ Air**  
**Quattro™ Air for Her**  
HELMASKE

\* Quattro Air i Medium-størrelse er 45 % lettere enn Mirage Quattro i Medium-størrelse.

\*\* Erklærte dobbeltsifrede støytalpsverdier (med usikkerhet på 3 dBA) i henhold til ISO 4871.e1.


## Enda mer komfort ...

Quattro Air er lettere, mer grasiøs og enda mer komfortabel enn den forrige Mirage Quattro-masken takket være en rekke designforbedringer.

Den er også enklere i bruk, med antall deler kuttet ned til kun fire. Dette gjør det enklere for pasientene å forstå hvordan Quattro Air brukes, og enkelt for dem å sette den sammen igjen etter rengjøring.

### Hodestroppdesign med SoftEdge™-materiale

reduserer ansiktsmerker og er komfortabelt å ha på seg



### Forbedret komfort

og mindre sjanse for hudirritasjon på det følsomme neseryggområdet

### Sirkulær ventilspredning

leder luften vekk, for mindre forstyrrelse av brukeren og sengepartnern

### Praktisk kneledd

med klemmeklaffer som gjør det raskt og enkelt å koble til og fra


**Flex-wing-pannestøtte**  
gir dynamiske tilpasnings- og justeringsmuligheter og føles lett på ansiktet

**Spring Air™-pute med dobbeltvegg**  
for effektiv forsegling og komfort

**Hodestropppløkker**  
for enklere tilkobling og bruk

## Produktkoder

Quattro Air-maskesystem Small	62709
Quattro Air-maskesystem Medium	62710
Quattro Air-maskesystem Large	62711
Quattro Air for Her-maskesystem X-Small	62746
Quattro Air for Her-maskesystem Small	62747
Quattro Air for Her-maskesystem Medium	62748



**Quattro™ Air**  
**Quattro™ Air for Her**  
HELMASKE