

Ultra Mirage II™

NESEMASKE

Ultra Mirage II gir minimal lekkasje, optimal komfort og er ekstremt stillegående – alle faktorer som bidrar til en effektiv behandling.

Ultra Mirage nesemaske fra ResMed har vært Norges mest brukte maske siden 2000. Unik design gjør at den lett kan tilpasses de aller fleste personer. Dobbel silikonmembran og et fleksibelt system for avstandsjustering, gjør masken beha-

gelig å ha på, og reduserer sjansene for å få trykksår til et minimum.

Masken leveres komplett med en luftig og behagelig hodestropp som kan justeres med borrelås. Utløserklips gjør det lett å ta hodestroppen av og på. Masken er enkel å rengjøre, og alle deler kan tas fra hverandre. Maskesystemet inneholder ingen latexmaterialer.

Fleksibel pute til pannestøtte

– gir god og jevn trykkfordeling mot pannen

Justerbar pannestøtte

– med fire ulike posisjoner for bedre forsegling og støtte

Cushion klips

– gjør det enkelt å ta av og på maske cushion

Luftventil

– gir svært god CO₂-utvasking og sørger for effektiv behandling

Kneledd med 360° rotasjon

– gir bedre fleksibilitet for slange posisjonen

Svivel

– gjør det enkelt å koble av og på slangen



Mirage "dual-wall" cushion

– reduserer press mot neseryggen og optimaliserer forsegling og komfort

Utløserklips til hodestroppen oppe

– gir mulighet til å ta av og på masken uten tilpasning av hodestroppene

INNOVATIV TEKNIKK - "AIR VENT" TEKNOLOGI

- Unik design på utlufting minimaliserer lufttrykksintensiteten og lyd
- Luft fra bruker føres direkte ned mot slangen, bort fra bruker og partner
- "Air vent" er spesielt designet for å gi svært god CO₂ utvasking



Utgående luft

Inngående luft



Art.nr. 60123 - Pute til pannestøtte
Art.nr. 60124 - Pute til pannestøtte (10pk)

Art.nr. 16590 - Pannestøtte

Art.nr. 16563 - Klips til cushion

Art.nr. 16556 - Cushion, standard

Art.nr. 16557 - Cushion, large

Art.nr. 16558 - Cushion, shallow

Art.nr. 16735 - Cushion, shallow-wide

Art.nr. 16560 - Maskeramme

Art.nr. 16569 - Klips til hodestropp, (2pk)

Art.nr. 16734 - Klips til hodestropp, (10pk)

Art.nr. 16565 - Svivel

Art.nr. 16572 - Klips til kneledd

Art.nr. 16573 - Klips til kneledd (10pk)

PRODUKTKODER

Standard	16545
Large	16546
Shallow	16547
Shallow-wide	16578
Hodestropp, small	16118
Hodestropp, standard	16733
Hodestropp, large	16119

Art.nr. 16570 - Port cap (2pk)

Art.nr. 16571 - Port cap (10pk)

Art.nr. 16566 - Kneledd (komplett)

Art.nr. 16575 - Deksel