

Mask/Enhet Compatibility List

Norsk

Dette dokumentet spesifiserer maskene som er kompatible med ResMeds produkter for positivt luftveistrykk og maskeinnstillingene, om det kreves. Se i de relevante brukerveiledningene for opplysninger om riktig bruk av disse produktene.

Merk: Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle land.

Helmasker

Enhet	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Helmaske
AirMini	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 Series	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
Lumis™	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
S9 Escape™	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
AutoSet CS™ 2	I/B	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE ¹	HELMASKE
AutoSet CS™ (S9)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
C-Series Tango™	I/B	I/B	I/B	Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.							
S7™ Lightweight	I/B	I/B	I/B	Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.							
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	I/B	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	I/B	I/B	I/B	MIRAGE	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	I/B	I/B	I/B	Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.							
S8 Escape™ II	I/B	I/B	Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.								
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	I/B	I/B	I/B	Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	I/B	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	I/B	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP IV ST	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	I/B	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE ¹	HELMASKE
VPAP™ Adapt (S9)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske

Enhet	AcuCare F1-4	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Helmaske
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
VPAP™ Malibu	I/B	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE
VPAP™ Auto 25	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
VPAP™ S / VPAP™ ST	I/B	I/B	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	I/B	I/B	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske	Helmaske
VPAP™ Tx	I/B	I/B	I/B	HELMASKE	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE
Stellar™	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	I/B	I/B	✓	I/B	I/B	✓	✓	I/B	✓	✓
VS III™	I/B	I/B	I/B	✓	I/B	I/B	✓	✓	I/B	✓	✓
Astral™	HELMASKE	I/B	HELMASKE	I/B	I/B	I/B	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE	HELMASKE

¹ SmartStop fungerer eventuelt ikke som beskrevet når du bruker masken sammen med ResMed AutoSet CS 2 eller VPAP Adapt SV.

I/B = Masken er ikke bekreftet for denne enheten. ✓ = Kompatibel X = Ikke kompatibel

Nesemasker 1

Enhet	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal		
AirMini™	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X		
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
Lumis™	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
S9 Escape™	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
AutoSet CS™ 2	X	I/B	I/B	I/B	I/B	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA		
AutoSet CS™ (S9)	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese		
C-Series Tango™	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.					
S7™ Lightweight	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD		
S7 AutoSet Respond™	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD		
S8™ Auto 25	X	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD		
S8 AutoSet Spirit™	I/B	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD		
S8 AutoSet Vantage™	I/B	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD		
S8 Escape™	I/B	I/B	I/B	Krever trykkkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.							

Enhet	AirFit™ N30i	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
S8 Escape™ II	I/B	I/B							
Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.									
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	I/B	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	I/B	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	I/B	I/B	I/B						
Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.									
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	I/B	I/B	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	I/B
VPAP™ III ST-A	X	I/B	I/B	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	I/B
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	I/B	I/B	I/B	I/B	VISTA ¹	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ Malibu	X	I/B	I/B	SWIFT	SWIFT	VISTA ¹	I/B	I/B	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	I/B	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ ST-A (S9)	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ Tx	X	I/B	I/B	PUTER	PUTER	NESE	NESE	NESE	NESE
Stellar™	X	PUTER	PUTER	PUTER ¹	PUTER ¹	NESE	NESE	NESE	NESE
VS Ultra™ / VS Integra™	X	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B
VS III™	X	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	✓	I/B	✓
Astral™	X	Puter	Puter	I/B	I/B	Nese	I/B	Nese	Nese

¹ SmartStop fungerer eventuelt ikke som beskrevet når du bruker masken sammen med ResMed AutoSet CS 2 eller VPAP Adapt SV, Stellar.

I/B = Masken er ikke bekreftet for denne enheten. ✓ = Kompatibel X = Ikke kompatibel

Nesemasker 2

Enhet	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Air 10 Series	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese	I/B	Nese	I/B	I/B	Nese
Lumis™	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese	I/B	Nese	I/B	I/B	Nese
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
S9 Escape™	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
AutoSet CS™ 2	I/B	I/B	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	I/B	ACTIVA	I/B	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
C-Series Tango™	I/B	I/B	I/B							I/B
Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.										
S7™ Lightweight	I/B	I/B	I/B							I/B
Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.										
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	I/B

Enhet	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S7 AutoSet Respond™	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	I/B
S8™ Auto 25	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	I/B	I/B	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	I/B	I/B								Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.
S8 Escape™ II	I/B	I/B								Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	I/B	I/B								Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.
VPAP™ III / VPAP™ III ST	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	I/B	I/B
VPAP™ III ST-A	I/B	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	I/B	I/B
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	I/B	I/B	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	I/B	I/B	VISTA ¹	VISTA	ULTRA	I/B	ACTIVA	I/B	I/B	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ Malibu	I/B	I/B	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	I/B	I/B	I/B	I/B	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	I/B	I/B	STANDARD
Auto 25 (S9)	I/B	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	I/B	I/B	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	I/B	I/B	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Barn	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Barn	I/B	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	Nese	Nese	Nese	Nese
VPAP™ Tx	I/B	NESE	NESE	NESE	NESE-ULTRA	I/B	NESE	I/B	I/B	NESE
Stellar™	Barn	NESE	NESE	NESE	ULTRA	I/B	NESE	I/B	I/B	I/B
VS Ultra™ / VS Integra™	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B
VS III™	I/B	✓	✓	✓	✓	I/B	✓	I/B	I/B	I/B
Astral™	Barn	Nese	Nese	Nese	Nese Ultra	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B

I/B = Masken er ikke bekreftet for denne enheten.

✓ = Kompatibel X = Ikke kompatibel

Neseputer

Enhet	AirFit™ P30i	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Puter	X	Puter ²	I/B	Puter	Puter	Puter	Puter
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Puter	X	Puter ²	I/B	Puter	Puter	Puter	Puter
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Puter	X	Puter ²	I/B	Puter	Puter	Puter	Puter
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	X	Puter ²	I/B	Puter	Puter	Puter	Puter
Lumis™	X	X	Puter ²	I/B	Puter	Puter	Puter	Puter

Enhet	AirFit™ P30i	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Puter	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
S9 Escape™	Puter	X	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
AutoSet CS™ 2	X	X	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B
AutoSet CS™ (S9)	Puter	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Puter	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
C-Series Tango™	I/B	X		Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.				
S7™ Lightweight	I/B	X		Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.				
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	I/B	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	I/B	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	X	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	I/B	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	I/B	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	I/B	X		Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.				
S8 Escape™ II	I/B	X		Krever trykkalibrering på 12 cm H2O. Snakk med legen din og les brukerhåndboken.				
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	I/B	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	I/B	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	I/B	X		Ingen innstilling er nødvendig. Rådfør deg med legen før du skifter til en annen masketype.				
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	X	X	MIRAGE ²	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	X	X	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B
VPAP™ Adapt (S9)	Puter	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Puter	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
VPAP™ Malibu	X	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	X	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
Auto 25 (S9)	Puter	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	X	SWIFT ²	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Puter	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
VPAP™ ST-A (S9)	X	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	X	Puter ²	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter
VPAP™ Tx	X	X	PUTER ²	PUTER	PUTER	PUTER	PUTER	PUTER
Stellar™	X	X	PUTER ^{1,2}	PUTER ¹	PUTER ¹	PUTER ¹	PUTER ¹	PUTER ¹
VS Ultra™ / VS Integra™	X	X	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B
VS III™	X	X	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B	I/B
Astral™	X	X	I/B	Puter	Puter	Puter	Puter	Puter

¹ SmartStop fungerer eventuelt ikke som beskrevet når du bruker masken sammen med Stellar.

² Bruk av AirFit P10-masken i bilevelmoduser spesielt ved høyere trykkstøtte, kan redusere nøyaktigheten av tidevolum-/minuttventilasjon.

I/B = Masken er ikke bekreftet for denne enheten. ✓ = Kompatibel X = Ikke kompatibel



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

Se ResMed.com for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. For informasjon om patent og annen intellektuell eiendom, se ResMed.com/ip. AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift og Quattro er varemerker som tilhører ResMed Ltd. ResMed Ltd og Astral, Tango, AutoSet, Escape, S9, VPAP, Adapt SV, Stellar, Mirage, Quattro, Activa, Kidsta, Swift og Vista er registrerte varemerker hos de amerikanske patent- og varemerkemyndigheter. Astral, VS Ultra, VS Integra og VS III er varemerker som tilhører ResMed Paris SAS. © 2019 ResMed Ltd. 1017544/13 2019-01

ResMed.com

