

# Kompatibilitetsliste for ikke-ventilert maske/apparat

Norsk

Dette dokumentet spesifiserer maskene som er kompatible med ResMeds ventilatorer. Se i den spesifikke brukerveiledningen for fullstendige opplysninger om riktig bruk av disse apparatene inkludert innstillinger.

Ikke-ventilerte masker må brukes med en ventilator som har aktiv ekspirasjonsventil. Alle ventilatorene på denne listen har aktiv ekspirasjonsventil.

Merk: Ikke alle produkter er tilgjengelige i alle regioner.

Apparat	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
<b>Astral™</b>		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
<b>Elisée</b>		
Elisée 150	I/B	✓
Elisée 250	I/B	✓
Elisée 350	I/B	✓
<b>VS Ultra™</b>		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
<b>VS III™</b>		
VS III	I/B	✓

I/B = Masken er ikke bekreftet for denne enheten.



VS III / Elisée **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Frankrike  
 Alle andre **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

#### DISTRIBUERES AV

**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia  
**ResMed Corp** 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**ResMed (UK) (for Ltd)** 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannia

Se [www.resmed.com](http://www.resmed.com) for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. For informasjon om patent og annen intellektuell eiendom, se [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AcuCare, Quattro og Quattro Air er varemerker for ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra og VS III er varemerker for ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air og Astral er registrert hos de amerikanske patent- og varemerkemyndighetene. © 2015 ResMed Ltd. 1017312/2 2015-02