

Mirage Vista™ Mask



Ett förnämligt val

Mirage Vista masken från ResMed är en förnämlig näsmask som kombinerar diskret och strömlinjeformad design med komfort och prestanda - egenskaper som gjort ResMeds masker berömda.

En diskret mask som aldrig blir störande

Maskens unika design gör att patienten inte behöver något pannstöd. På så sätt breddas synfältet och patienten kan till och med ha glasögon på sig.

Användarvänlig

Ett antal innovativa egenskaper gör Mirage Vista lätt att passa in, ta på och av, ta isär och sätta ihop. Masken är också lätt att rengöra.

Prestanda och komfort

Mirage Vista använder som tidigare ResMeds erkända och populära kuddesign i kombination med en vinkelväljare och stabiliseringspaneler som garanterar att masken sitter stadigt och tätt för behaglig långtidsbehandling.

Passa in hättan en gång för alla
utan ständiga justeringar

Inget pannstöd
för bredare synfält

Stabiliseringspaneler
håller hättan på rätt plats

Snäppbåge
direkt i rätt position

Vinkelväljare
finjusteringsfunktion för perfekt passform

Lättmonterade delar
gör masken mer lätthanterlig



Snäppbåge

- Klickar direkt in sig i rätt position - praktiskt och bekvämt.
- Masken kan passas in medan patienten andas normalt innan luftslangen kopplas in.
- Kan lätt tas bort medan masken fortfarande sitter över ansiktet.
- 360 graders rotation och en slangsvängtapp för ökad rörlighet under sömnen.



Snäppbåge - enkelt och praktiskt



En inpassning - utan justeringar



Lättmonterade delar - förenklad användning



Mirage design för mjuk kudde med optimal försegling



Med Mirage Vista kan patienterna följa alla inbunda kvällsrutiner innan de somnar.

Passar en rad olika patienter


Rekommenderad startmask vid början av CPAP behandlingen och speciellt lämplig för patienter som har problem med maskinpassningen:

- ängsliga patienter, patienter med klaustrofobi
- asymmetriska ansiktsformer
- mindre fingerfärdiga patienter
- patienter med nedsatt syn.

Avancerad teknik

Vinkelväljare

- Fem olika maskpositioner för optimal komfort.
- Garanterar att Mirage Vista passar patientens ansiktsform.
- Vänster- och högersidorna kan justeras separat för att passa asymmetriska ansiktsformer.
- Ger extra stabilitet och försegling utan att hättan behöver stramas till.



Mirage Vista masksystem Produktkoder



Nordamerika & Latinamerika	Europa & Asia Pacific
Standard 60000	Standard 60003
Djup 60001	Djup 60004