

Mirage Activa™ Näsmask

Överlägsen försegling och komfort

Mirage Activa™ med inbyggd ActiveCell™ Technology (ACT)—ResMeds exklusiva självstabiliserande kudd-design. ACT kombinerar Mirage™ kuddens bevisade komfort och försegling med en uppblåsbar kammare som utvidgas och dras samman under behandlingen.

Automatisk anpassning och försegling

Med ACT kan masken automatiskt anpassa sig till förändringar under sömnen som exempelvis ändrade kroppspositionen.

Sparar tid och pengar

Nyskapande design för en effektivare mask, minskade kostnader överlag och ökad compliance.



Flexibla panndynor

Utförda i ett enda stycke för jämn tryckfördelning och anpassning till patientens pannkontur

Justerbart pannstöd

Välj mellan fyra olika positioner för bättre försegling och stabilitet

Behändig kuddklämma


Levereras färdigmonterad vid kudden - lätt att sätta fast och ta bort från maskramen

Snäppbåge med 360° rotation

Luftslangen tas bort snabbt och lätt medan masken fortfarande sitter kvar över ansiktet

Snabbutlösningsklämmor

Ett praktiskt sätt att ta bort masken utan att hättan behöver passas in på nytt



ActiveCell


Mirage kudd med dubbelvägg

MIRAGE
ACTiva
ACTIVECELL TECHNOLOGY

Den första näsmasken med
ActiveCell Technology


Innovativ teknik—ActiveCell Technology

- ActiveCell är en uppblåsbar kammare som utvidgas och dras samman under behandlingen och som ger en unik aktiv försegling och ett dynamiskt försvar mot maskläckor.
- ActiveCell Technology minskar beroendet av stramt åtspända remmar.
- ActiveCell bidrar till minskade läckor samtidigt som trycket över ansiktet minskas.
- ActiveCell fungerar som en fristående fjädring som håller kudden på plats även när olika krafter drar eller skjuter maskramen i olika riktningar.



ActiveCell

- utvidgbar kammare
- blåses upp när behandlingen startar



Fördelar för patienten

- Bättre sömnkvalitet - p.g.a. större rörelsefrihet för både huvud och kropp och färre störande läckor.
- Minskad remspänning och färre läckor ger ökad komfort.
- En hätta som passas in en gång för alla - utan ständiga justeringar.
- Avsevärt minskade ögon- och hudirritationer.

Kliniska fördelar

- Mirage Activa kan dramatiskt minska maskinpassningstiden.
- Med Mirage Activa kan passformen bli perfekt redan från början.
- Ökad komfort och förbättrad behandlingstolerans minimerar återbesök och returnerade masker.
- Ökad komfort och läckagekontroll för optimal patientcompliance.
- Mirage Activa är en mask man tryggt kan rekommendera.

Mirage Activa Näsmasksystem Produktkoder

| | |
|-----------------|-------|
| Standard | 60103 |
| Stor | 60104 |
| Flat | 60105 |