

## Mirage™ SoftGel

### NÄSMASK

#### Ögonblicklig mjukhet, bestående komfort

Mirage SoftGel näsmask är oslagbart mjuk och bekväm. Mjukdelen har dubbla gelskikt – ett genomskinligt skikt för komfort och ett blått skikt för stadig och stabil passform.

ResMeds framgångar bygger på kunskap och kvalitet – egenskaper som ligger bakom maskramens flexibla design med två utbytbara mjukdelar – Mirage SoftGel och Mirage Activa™ LT.

#### FÖRPATIENTEN

##### Behagligt mjuk och samtidigt stabil

- DoubleGel mjukdel som kombinerar mjukhet och stabilitet.

##### God nattsömn

- En rad små inbyggda ventiler gör luftdiffusionen mycket tyst vilket skapar en fridfull sovmiljö för både patienter och partner.

##### Förenklad inpassning

- Förenklad inpassning med Mirage DoubleGel dubbelväggsdesign.
- Mjukdelen följer varje användares unika ansiktskonturer för behagligare passform.

##### Patienterna kan välja den mjukdel som passar bäst

- Dessutom fortsätter patienterna lättare med behandlingen när de kan välja olika mjukdelar utan att behöva byta mask.

#### PATIENTERNAS VAL

- 8 av 10 patienter anser Mirage SoftGel vara mer bekväm och hållbar än andra gelsmasker\*.
- 3 av 4 patienter anser att de sover bättre med Mirage SoftGel\*.

\* ResMed utvärderingsundersökningar – Mirage SoftGel vs konkurrerande gelsmasker

#### FÖRKLINIKERN

##### Nöjda kunder, förhöjd compliance

- Förhöjd compliance med perfekt passform från första början och på lång sikt.
- Omfattande stödpaket för användaren.

##### Mer effektiv

- Utbytbara mjukdelar och gemensamma komponenter för effektivare lagerhållning, lägre kostnader, snabbare inpassning och utbildning.
- Mirage SoftGel kan återanvändas av både en eller flera patienter och är därför lämplig på sömnkliniker.
- Mirage SoftGel är extremt hållbar och garanterar pålitlig drift och färre återbesök.

- **Mjuk och inbjudande, från första ögonkastet**
- **Utmärkt för nya användare**
- **Komfort under hela behandlingen**
- **Berömd kvalitet och pålitlighet**



**Med MicroFit ratten kan man välja mellan**  
24 positioner för bättre passform, försegling  
och komfort


**ResMeds unika maskram**  
passar både Mirage SoftGel och  
Mirage Activa LT mjukdelar – en effektiv,  
kostnadsbesparande och flexibel lösning

**Knärör som roterar 360°**  
för smidig och lätthanterlig luftslang

**Ventilens design gör att**  
luften diffuseras tyst och mjukt bort  
från sovpartnern



**Delat knärör** för bättre borttransportering av  
utandad luft och tystare drift



**Mirage SoftGel har en unik DoubleGel  
mjukdel med dubbla gelskikt**  
Det genomskinliga skiktet ger mjukhet  
och komfort medan det blå skiktet ger  
stöd och stabilitet

**Huvudbandets clips behöver bara  
passas in en gång** för optimal passform;  
lätta att sätta fast och ta bort

**Svivel** som gör det lätt att sätta fast och  
ta bort luftslangen

## PRODUKTKODER

### Mirage SoftGel Näsmask

Small	61636
Medium	61637
Large	61638
Large Wide	61639