

Mindre mask. Mer du.



Med sin lätta och diskreta design ger Quattro FX fler valmöjligheter för behandling med full face mask och är ett effektivt alternativ till konventionella masker.

Fördelar för dig ...

Välj storlek. Sväng. Perfekt passform – det är inte svårare än så!

Quattro FX ger dig de verktyg du behöver för att uppnå optimal passform för dina patienter – första gången, varje gång. Specialverktyget för storleksval och **Swing Seal** tekniken för tillpassning gör det lätt att hitta rätt storlek, tillpassa och försegla masken för perfekt passform... du sparar tid, pengar och återbesök.

Spara tid och pengar

Tack vare den fjädrande kombinationen av Spring Air™ mjukdel och fjädring är pannstöd inte längre nödvändigt. Genom att ta bort ytterligare en justeringspunkt är tillpassningen av Quattro FX snabb och smidig.

Behandlingsacceptans

Den känsla av komfort och frihet och den prestanda som Quattro FX erbjuder bidrar till att användarna accepterar och fortsätter behandlingen ... redan från titreringen.

... och dina patienter

Inga kvalitets- och prestandakompromisser

De nya teknologierna i Spring Air mjukdelen och i fjädringen ger samma stabilitet och vinkeljustering som konventionella pannstöd. Quattro FX är en diskretare full face mask som erbjuder den kvalitet och prestanda som krävs.

Frihet

Färre kontaktpunkter med ansiktet minskar risken för hudirritationer och ett fritt synfält reducerar det fysiska och känslomässiga motståndet mot behandling med en full face mask.

En god natts sömn

Den tekniskt avancerade Spring Air mjukdelen ger en jämn fördelning av trycket och absorberar den minsta rörelse. Användaren kan lita på att förseglingen håller tätt och kan se fram emot en god natts sömn.



Quattro™ FX
FULL FACE MASK



Teknisk höjdpunkt

Välj storlek. Sväng. Perfekt passform. *NY*

Med Quattro FX går storleksval, tillpassning och försegling snabbt och enkelt.

Specialverktyget för storleksval gör det enkelt att hitta rätt storlek.

När rätt storlek väl valts är masktillpassningen väldigt lätt, tack vare

Swing Seal tekniken:

- 1 Placera först mjukdelen i vinkel mot näsryggen ...
- 2 ... **sväng** sedan maskens nedre del ner mot ansiktet för att **försegla**.

Quattro FX: perfekt passform, säker försegling, första gången, varje gång.

Fritt synfält

och en frihetskänsla från en full face mask som börjar vid mitten av näsryggen. En mindre maskram gör det också bekvämare att sova på sidan

Integrerad ventil

blåser mjukt och tyst ut luften

Flexibel, hållbar fjädring

så stark att den stabiliserar masken på ansiktet; så mjuk att användaren lätt kan röra sig i sömnen

Knärör som roterar 360°


för optimal placering av luftslangen

Swivel

gör det lätt att koppla in och bort luftslangen

Ny huvudbandsdesign för mindre stramning

ett konturerat band som sitter tätt över hjässan och undviker det känsliga nackpartiet



Spring Air mjukdel med dubbla väggar ger mjuk och jämn tryckfördelning

Clips på huvudbandet

lätta att greppa för att sätta fast eller ta bort huvudbandet och de önskade inställningarna bibehålls

Konturerat mjukdelsmembran runt den känsliga näsryggen – rullar och blåser försiktigt upp sig mot näsryggen istället för att sträcka sig över den



Produktkoder

Small	61706
Medium	61707
Large	61708

Quattro™ FX
FULL FACE MASK

www.quattrofx.com

Tillverkare: ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien. Återförsäljare: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Storbritannien. Information om andra ResMed kontor hittar du på www.resmed.com. Quattro och Spring Air är varumärken som tillhör ResMed Ltd och Spring Air är inregistrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. © 2010 ResMed Ltd. Specifikationerna kan ändras utan varsel. 1014250/1 2010-09