



# ResMeds datahanteringsprodukter – kompatibilitetslista

Svenska

Denna bilaga visar vilka utrustningar som är kompatibla med listade ResMeds datahanteringsprodukter. För mer utförlig information om korrekt användning av dessa utrustningar hänvisas till respektive bruksanvisningar.

Obs! Vissa produkter finns inte i alla delar av världen.

|   | ResScan™ 6.0 | EasyCare Tx /<br>Tx Link 9.0 | AirView™ | RCM | RCMH* |
|---|--------------|------------------------------|----------|-----|-------|
| <b>AirMini™</b>                                     |              |                              | ✓        |     |       |
| <b>AirSense 10 / AirCurve 10 Series</b>             |              |                              |          |     |       |
| AirSense™ 10 AutoSet / AirSense™ 10 AutoSet for Her | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AirSense™ 10 Elite                                  | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AirCurve™ 10 CS PaceWave™                           | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AirCurve™ 10 CS-A PaceWave™                         | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AirCurve™ 10 S                                      | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AirCurve™ 10 ST                                     | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AirCurve™ 10 VAuto                                  | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| <b>Lumis Series</b>                                 |              |                              |          |     |       |
| Lumis™ 100 VPAP S                                   | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| Lumis™ 100 VPAP ST                                  | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| Lumis™ 150 VPAP ST                                  | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| Lumis™ 100 VPAP ST-A                                | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| Lumis™ 150 VPAP ST-A                                | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| <b>S9 Series</b>                                    |              |                              |          |     |       |
| Auto 25 (S9)  | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| AutoSet CS-A (S9 PaceWave™)                         | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| AutoSet CS™ (S9 PaceWave™)                          | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| AutoSet CS™ (S9)                                    | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| S9 AutoSet™   | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| S9 Elite™   | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| S9 Escape™  | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S9 Escape™ Auto                                     | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S9 VPAP™ Tx   |              | ✓                            |          |     |       |
| V-Auto (S9)   | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| VPAP™ Adapt (S9 PaceWave™)                          | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| VPAP™ Adapt (S9)                                    | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| VPAP™ ST (S9 iVAPS)                                 | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)                               | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| VPAP™ ST-A (S9)                                     | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| VPAP™ S (S9)  | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| VPAP™ ST (S9)                                       | ✓            | ✓                            | ✓        |     |       |
| <b>S8 Series</b>                                    |              |                              |          |     |       |
| S8 AutoScore™                                       | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S8 AutoScore™ II                                    | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S8 AutoSet Spirit™                                  | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S8 AutoSet Spirit™ II                               | ✓            | ✓                            |          |     |       |



|                                      | ResScan™ 6.0 | EasyCare Tx /<br>Tx Link 9.0 | AirView™ | RCM | RCMH* |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|-----|-------|
| S8 AutoSet Vantage™                  | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S8 AutoSet™ II                       | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S8 Elite™                            | ✓            |                              |          |     |       |
| S8 Elite™ II                         | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S8™ Auto 25                          | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| VPAP™ IV Series                      | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| <b>S7 Series</b>                     |              |                              |          |     |       |
| AutoSet CS™ 2                        | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| S7 AutoSet Spirit™                   | ✓            |                              |          |     |       |
| S7 Elite™                            | ✓            |                              |          |     |       |
| VPAP™ Adapt SV                       | ✓            |                              |          |     |       |
| VPAP™ II Series                      | ✓            |                              |          |     |       |
| VPAP™ III Series                     | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| VPAP™ III ST-A med QuickNav          | ✓            | ✓                            |          |     |       |
| <b>Ventilatorer</b>                  |              |                              |          |     |       |
| Astral™ 100                          | ✓            |                              | ✓        | ✓   | ✓     |
| Astral™ 150                          | ✓            |                              | ✓        | ✓   | ✓     |
| Stellar™ 100                         | ✓            | ✓                            | ✓        | ✓   |       |
| Stellar™ 150                         | ✓            | ✓                            | ✓        | ✓   |       |
| Elisée™ 150                          | ✓            |                              |          |     |       |
| VS III™                              | ✓            |                              |          |     |       |
| <b>Sömntestapparat för hemmabruk</b> |              |                              |          |     |       |
| ApneaLink™ Air                       |              |                              | ✓        |     |       |

RCM – ResMed anslutningsmodul

RCMH – ResMed Connectivity Module Hospital

\* Se listan på [www.resmed.com/downloads/devices/RCMH](http://www.resmed.com/downloads/devices/RCMH) för en lista över tillgängliga data för användning av EPJ-systemet.

 **MANUFACTURER** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

Information om andra ResMed kontor hittar du på [ResMed.com](http://ResMed.com). AirMini, AirSense, AirCurve, AirView, Astral, ApneaLink, Lumis, S8, S9, Stellar, VPAP, AutoSet, S9 Escape, S9 Elite, S9 Escape Auto, S8 Elite, S8 AutoSet Vantage, PaceWave, ResScan, VPAP Tx, S8 AutoSet, S9 AutoSet, S9 Auto 25, VS III, Elisée, VPAP Adapt SV, AutoSet CS, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit och VPAP är varumärken och/eller registrerade varumärken tillhörigt företagen i ResMed-gruppen. För information om patent och övrig intellektuell egendom, se [ResMed.com/ip](http://ResMed.com/ip).

© 2018 ResMed Ltd. 1018045/16 2018-10