



# Produktkompatibilitetslista för befuktare

Svenska

Denna bilaga anger vilka produkter som är kompatibla med ResMeds befuktare. För mer utförlig information om korrekt användning av dessa produkter hänvisas till respektive bruksanvisningar.

Obs! Vissa produkter finns inte i alla delar av världen.

Device	Uppvärmda befuktare						External Humidifier	Passiva befuktare	
	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	H4i™ for Stellar	H5i™ / H5i™ for Her	HumidAir™	HumiCare™ D900	Passover	HumidAire 2iC™
AirSense™ 10						✓			
AutoSet™ CS (S9)					✓				
AutoSet CS™ (S9 PaceWave), AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)					✓		✓		
AutoSet Spirit™	✓							✓	✓
Auto 25 (S9)					✓				
S7™ serien	✓							✓	✓
S8 AutoScore™, S8 AutoSet Vantage™, S8 AutoSet Spirit™		✓	✓						
S8 Escape™, S8 Lightweight™		✓	✓					✓	
S8 Escape™ II		✓	✓						
S8 Elite™ II, S8 AutoSet Spirit™ II		✓	✓						
S9 AutoSet™, S9 Elite™, S9 Escape™, S9 Escape™ Auto					✓				
VPAP™ III serien	✓							✓	✓
VPAP™ III ST-A med QuickNav	✓								✓
VPAP™ Adapt SV	✓								✓
VPAP™ Adapt (S9)					✓				
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)					✓		✓		
V-Auto (S9)					✓				
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9), VPAP™ ST-A (S9), VPAP™ ST (S9 iVAPS), VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)					✓		✓		
VPAP™ IV			✓						
VPAP™ Tx	✓								
VPAP Malibu™	✓								
Lumis™ Tx					✓		✓		
Stellar™				✓			✓		
VS III™							✓		
Elisée™							✓		



Stellar

**ResMed Germany Inc.** Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried Tyskland

VS III, Elisée

**ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Frankrike

Alla andra

**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

**ÅTERFÖRSÄLJARE:**

**ResMed Corp** 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

**ResMed Corp** 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA  
**ResMed (UK) (för ResMed Ltd)** 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannien

Information om andra ResMed kontor hittar du på [www.resmed.com](http://www.resmed.com). För patentinformation, se [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AirSense, HumidAir, S8, S9, Lumis Tx, Stellar, PaceWave och VPAP är varumärken som tillhör ResMed Ltd och S9, Stellar och VPAP är registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. Elisée och VS III är varumärken som tillhör ResMed Paris SAS och Elisée är registrerat hos U.S. Patent and Trademark Office. © 2014 ResMed Ltd. 1017991/1 2014-08

**ResMed.com**