

Kompatibilitetslista för oventilerad mask/ventilatorer

Svenska

I detta dokument anges de masker som är kompatibla med ResMeds ventilatorer. För fullständig information om korrekt användning av dessa produkter, inklusive inställningar, se den berörda bruksanvisningen.

Oventilerade masker måste användas med en ventilator som är försedd med en aktiv utandningsventil. Samtliga ventilatorer i denna lista har en aktiv utandningsventil.

Obs! Vissa produkter finns inte i alla delar av världen.

Ventilator	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
Elisée		
Elisée 150	N/V	✓
Elisée 250	N/V	✓
Elisée 350	N/V	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓

N/V = Masken ej validerad för användning med produkten.



VS III /Elisée

ResMed Paris 240 rue de la Motte
77550 Moissy-Cramayel Frankrike

Alla andra

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australien

ÅTERFÖRSÄLJARE:

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australien

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA,
EC REP ResMed (UK) (för ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Storbritannien.

Information om andra ResMed kontor hittar du på www.resmed.com. För information om patent och övrig intellektuell egendom, se www.resmed.com/ip. ACuCare, Quattro och Quattro Air är varumärken som tillhör ResMed Ltd. Astral, Elisée, VS Ultra, VS Integra och VS III är varumärken som tillhör ResMed Paris SAS. Quattro, Quattro Air och Astral är registrerade varumärken hos Patent and Trademark Office (motsvarar det svenska Patent- och registreringsverket) i USA. © 2015 ResMed Ltd. 1017310/2 2015-02