

RESMED

**Partagez ce qui a changé
la vie de milliers de personnes
comme vous.**

Masque nasal Ultra Mirage II

Des milliers de personnes sous traitement
par pression positive bénéficient du
masque nasal Ultra Mirage ResMed.

Le masque nasal Ultra Mirage II combine le meilleur
du masque Ultra Mirage avec les avantages
reconnus des autres masques nasaux ResMed.
Il associe de manière unique confort, sécurité,
silence et efficacité.



MASQUE NASAL
ULTRA MIRAGE™ II



ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 OR 1 800 424 0737 (toll free), ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 or 1 800 658 189 (toll free). ResMed est présente en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, à Hong Kong, au Japon, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni (voir site Internet pour de plus amples informations). Protégé par les brevets suivants : AU 710733, AU 741003, AU 766623, AU 772832, AU 775051, AU 777033, CA 2261790, DE 29724224, EP 0956069, NZ 513052, NZ 526165, US 6112746, US 6357441, US 6374826, US 6412487, US 6439230, US 6463931, US 6532961, US 6557556, US 6581602, US 6634358, US 6691707, US 6796308. Autres brevets en attente. Modèles déposés : AU 139764, DE 49911833, DE 40301991, FR 997839, FR 031425, JP 1117921, JP 1197930, US D443355, US D486227, US D493522. Autres modèles en cours d'homologation. Ultra Mirage et Mirage sont des marques commerciales de ResMed Ltd et Mirage est une marque déposée auprès de l'office américain des brevets et marques commerciales. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans notification préalable. ©2005 ResMed Ltd. 1010575/1 05 04

Masque nasal Ultra Mirage™ II

Informations patient



Ultra confortable

Le masque Ultra Mirage II, avec sa bulle Mirage™ ResMed à double jupe, vous offre un confort sans équivalent.

- La jupe intérieure de la bulle assure le support pour une stabilité sans égale.
- La membrane extérieure souple réduit le risque de fuites et d'escarres.
- La conception de la bulle permet ainsi d'assurer l'étanchéité sans avoir à serrer le harnais.

Ultra pratique

- Facile à mettre en place, le masque nasal Ultra Mirage II dispose d'un choix de quatre tailles de bulle — Standard, Large, Shallow et Shallow-large.
- D'une main, vous ajustez le support frontal et choisissez l'une des quatre positions possibles — qui sont désormais clairement identifiées avec un numéro pour une plus grande facilité d'utilisation.



Ultra silencieux

Le masque nasal Ultra Mirage II est l'un des plus silencieux actuellement disponible et a été conçu pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil.

- Les orifices de ventilation intégrés évacuent l'air sans vous gêner et sans gêner votre partenaire.
- Le design unique réduit sensiblement le bruit de l'air expulsé via les orifices de ventilation.

Ultra efficace

Le masque nasal Ultra Mirage II vous assure sécurité et stabilité.

- Le clip de la bulle maintient fermement la bulle à l'entourage rigide.
- Les quatre points de fixation entre l'entourage rigide et le harnais améliorent la stabilité.

Découvrez la différence ResMed

Les masques Mirage ResMed sont des produits de haute qualité reconnus et fiables utilisés dans le traitement par pression positive.

Le masque nasal Ultra Mirage fait ses preuves depuis plus de cinq ans. Le masque nasal Ultra Mirage II continue à redéfinir ce que vous êtes en droit d'attendre d'un masque nasal de grande qualité.



Bulle à double jupe Mirage pour optimiser l'étanchéité et minimiser la pression sur l'arête nasale




Support frontal ajustable quatre positions au choix pour une meilleure étanchéité et une meilleure stabilité



Tampon frontal monopièce souple pour s'adapter à la forme de votre visage



Orifices de ventilation de conception unique pour réduire le bruit par réorientation du débit d'air inspiré et expiré



Coude pivotant 360° pour vous permettre de mettre le circuit dans la position la plus pratique