



Liste de compatibilité entre les appareils et les batteries

Ce supplément indique les batteries compatibles avec les appareils de traitement ResMed, les tensions de sortie CC des appareils et l'autonomie des batteries.

Equipo ¹	Tiempo de duración de la batería ²	Tensión de salida de CC del equipo	Configuración del equipo												
	Power Station II h ³		EPAP (cm H ₂ O)	IPAP (cm H ₂ O)	Tiempo de incremento (ms)	Relación I:E	Fuga (l/min)	Frecuencia respiratoria (rpm)	Volumen corriente (ml)	Ti mín (seg)	Ti máx (seg)	Mascarilla	Climate Control	Nivel de humedad	Tubo térmico (°F)
AirSense™ 10, AirCurve™ 10	14,3	24V					0	15	400			Ultra Mirage Nasal	Manual	Apag.	Apag.
	3,35						20	20	500			Ultra Mirage Nasal	Manual	4 (Media)	73.4
AirCurve™ 10 S/ST	10,25	24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0,3	4	MF UM con SlimLine	Manual	3 (predeterminado)	Off
	2		15	25	Min	1:1	30	20	650	0,3	4	MF UM con ClimateLine	Manual	3 (predeterminado)	81
AirCurve™ 10 ST-A	9,5	24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0,3	4	MF UM con SlimLine	Manual	3 (predeterminado)	Off
	1,25		20	30	Min	1:1	30	20	650	0,3	4	MF UM con ClimateLine	Manual	3 (predeterminado)	81
S9 AutoSet™, S9 Elite™, S9 Escape™, S9 Escape Auto™	13	24 V					0	15	400			Ultra Mirage II Nasal		Apag.	Apag.
	2 ⁴						0	20	500			Ultra Mirage II Nasal		3 (Media)	81
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9), VPAP™ Adapt (S9), VPAP™ Adapt (S9 ASV), VPAP™ Auto (S9)	12	24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0,3	4	MF UM con SlimLine	Manual	3 (predeterminado)	Apag.
	2 ⁴		15	25	Mín	1:1	30	20	650	0,3	4	MF UM con ClimateLine	Manual	3 (predeterminado)	81
VPAP™ ST-A (iVAPS), VPAP™ COPD (S9), Lumis Tx	11	24V	5	15	150	1:1	0	20	400	0,3	4	MF UM con SlimLine	Manual	3 (predeterminado)	Apag.
	1,75		20	30	Mín	1:1	30	20	650	0,3	4	MF UM con ClimateLine	Manual	3 (predeterminado)	81
Stellar™	8	24 V	5	15	Mín	1:1	0	20	660	0,8	1,5	MF UM			
	2		4	40	Mín	1:1	20	40	445	0,8	1,5	Traq			
VPAP™ III ST-A, VPAP™ III ST-A con QuickNav	6	24 V	5	15	150	1:1	0	20	400	0,8	1,5	Ultra			
	3		4	29	Mín	1:1	40	30	500	0,6	1	Ultra			
VPAP™ Auto 25, VPAP™ S	9	24 V	5	15	150	1:1	0	20	400	0,8	1,5	Ultra			
	4		5	25	Mín	1:1	20	30	500	0,8	1,5	Ultra			



Equipo ¹	Tiempo de duración de la batería ²	Tensión de salida de CC del equipo	Configuración del equipo									
	Power Station II (h) ³		Modo	PI (cm H ₂ O)	PEEP (cm H ₂ O)	Vc	F (rpm)	Tiempo de incremento (seg)	Ti (seg)	Tgl (P)	Tgl (V)	Slope
VS III™	7	26 V	(A)PCV	20	0	No	15	2	1,2	No	No	3
	4,5		(A)CV		0	800 ml	16	0	1,2	No	No	0

1 No todos los equipos están disponibles en todas las regiones. Para obtener información acerca de cómo utilizar estos equipos, consulte los manuales de uso correspondientes. El VPAP III ST-A con QuickNav y el VS III no están disponibles en los EE. UU.

2 Los tiempos de duración se calculan sobre la base de un uso estándar. Todas las pruebas se realizaron a una temperatura ambiente de 73 °F. Los valores pueden variar según la configuración del equipo, la fuga, el ritmo respiratorio del paciente, las condiciones ambientales o la edad de la batería.

3 Los tiempos de duración corresponden a una sola batería. Cuando hay dos baterías conectadas con el acoplador de baterías, el tiempo de duración se duplica. Los ciclos de recarga de la batería afectan el tiempo de duración. Los tiempos estipulados anteriormente corresponden a una RPS II nueva. Luego de 500 ciclos de recarga, la batería durará aproximadamente 60 % del tiempo que duraba en su estado original. Una carga completa en una batería vieja no durará tanto como en una batería nueva.

4 El aumento de la temperatura del tubo térmico por encima de la temperatura ambiente afecta el tiempo de duración.



Stellar **ResMed Germany Inc.** Fraunhoferstr. 16 82152 Martinsried Alemania

VS III **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Francia

Todos los demás **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUIDO POR

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA

ResMed (UK) (en representación de **ResMed Ltd**) 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY Reino Unido

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. AirSense, AirCurve, S8, S9, Stellar, VS III y VPAP son marcas de ResMed Ltd, y VPAP son marcas comerciales, marcas registradas, o ambas, de la familia de compañías ResMed. Para información de patentes y otra propiedad intelectual, consulte ResMed.com/ip. © 2016 ResMed Ltd. 1018074/3 2016-05