



# Liste de compatibilité des appareils de gestion des données

Rx Only

Français

Ce tableau répertorie les appareils de traitement compatibles avec les appareils de gestion de données ResMed. Pour tout renseignement concernant l'utilisation correcte de ces appareils, veuillez consulter les guides utilisateur correspondant.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

	ResScan™ 6.0	S9™ Sans fil†	EasyCare Tx™ / Tx Link™ 9.0	AirView™	RCM	RCMH**
<b>AirMini™</b>				✓		
<b>AirSense 10 / AirCurve 10 Series</b>						
AirSense™ 10 AutoSet	✓		✓	✓		
AirSense™ 10 AutoSet for Her	✓		✓	✓		
AirSense™ 10 Elite	✓			✓		
AirSense™ 10 CPAP	✓			✓		
AirCurve™ 10 S	✓			✓		
AirCurve™ 10 ST	✓			✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓			✓		
AirCurve™ 10 ASV	✓		✓	✓		
AirCurve™ 10 ST-A	✓			✓		
<b>S9 Series</b>						
S9 AutoSet™	✓	✓	✓	✓		
S9 AutoSet™ for Her	✓	✓		✓		
S9 Elite™	✓	✓	✓	✓		
S9 Escape™	✓	✓	✓	✓		
S9 Escape Auto™	✓	✓		✓		
S9 VPAP™ Tx			✓			
VPAP™ S (S9)	✓	✓		✓		
VPAP™ ST (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Auto (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ COPD (S9)*	✓	✓		✓		
Lumis™ Tx	✓					
<b>S8 Series</b>						
S8 AutoSet™ II	✓		✓			
S8 AutoSet Vantage™	✓		✓			
S8 Elite™	✓		✓			
S8 Elite™ II	✓		✓			
<b>S7 Series</b>						
S7 AutoSet Spirit™	✓					
S7 Elite™	✓					
VPAP™ III Series	✓		✓			
VPAP™ Auto	✓					
VPAP™ Auto 25†	✓					



	ResScan™ 6.0	S9™ Sans fil†	EasyCare Tx™ / Tx Link™ 9.0	AirView™	RCM	RCMH**
VPAP™ III ST-A QuickNav	✓		✓			
VPAP™ Adapt SV	✓		✓			
VPAP Malibu™	✓					
VPAP™ S+	✓					
VPAP™ ST‡	✓		✓			
<b>Respirateurs</b>						
Astral™ 100	✓			✓	✓	✓
Astral™ 150	✓			✓	✓	✓
Stellar™ 100	✓		✓	✓	✓	
Stellar™ 150	✓		✓	✓	✓	
VS III™	✓					
<b>Appareil de test du sommeil à domicile</b>						
ApneaLink™ Air				✓		

RCM – Module de connectivité ResMed

RCMH – Module de connectivité ResMed pour hôpitaux

† États-Unis et Canada uniquement.

\* États-Unis uniquement.

\*\* Pour obtenir une liste des données disponibles à utiliser par le système DME, consultez la liste sur le site [www.resmed.com/downloads/devices/RCMH](http://www.resmed.com/downloads/devices/RCMH).

 **MANUFACTURER** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australie

Veuillez consulter le site [ResMed.com](http://ResMed.com) pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. AirMini, AirCurve, AirSense, AirView, Astral, ApneaLink, Lumis, S8, S9, Stellar, AutoSet, S9 Escape, S9 Elite, S9 Escape Auto, S8 Elite, S8 AutoSet Vantage, ResScan, VPAP Tx, S8 AutoSet, S9 AutoSet, VS III, VPAP Auto, VPAP Adapt SV et VPAP Malibu sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de la famille d'entreprises ResMed. Pour obtenir des renseignements concernant les brevets et toute autre propriété intellectuelle, consulter le site [ResMed.com/ip](http://ResMed.com/ip). © 2018 ResMed Ltd. 1018021/13 2018-05

ResMed.com