



Lista de compatibilidade com dispositivos de gerenciamento de dados

Rx Only

Português

Este suplemento especifica os dispositivos compatíveis com produtos de gerenciamento de dados ResMed. Para obter detalhes completos do uso correto desses dispositivos, consulte os Manuais do Usuário relevantes.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões.

	ResScan™ 6.0	S9™ Sem fio [†]	EasyCare Tx™ / Tx Link™ 9.0	AirView™	RCM	RCMH**
AirMini™				✓		
AirSense 10 / AirCurve 10 Series						
AirSense™ 10 AutoSet	✓		✓	✓		
AirSense™ 10 AutoSet for Her	✓		✓	✓		
AirSense™ 10 Elite	✓			✓		
AirSense™ 10 CPAP	✓			✓		
AirCurve™ 10 S	✓			✓		
AirCurve™ 10 ST	✓			✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓			✓		
AirCurve™ 10 ASV	✓		✓	✓		
AirCurve™ 10 ST-A	✓			✓		
S9 Series						
S9 AutoSet™	✓	✓	✓	✓		
S9 AutoSet™ for Her	✓	✓		✓		
S9 Elite™	✓	✓	✓	✓		
S9 Escape™	✓	✓	✓	✓		
S9 Escape Auto™	✓	✓		✓		
S9 VPAP™ Tx			✓			
VPAP™ S (S9)	✓	✓		✓		
VPAP™ ST (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Auto (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ COPD (S9)*	✓	✓		✓		
Lumis™ Tx	✓					
S8 Series						
S8 AutoSet™ II	✓		✓			
S8 AutoSet Vantage™	✓		✓			
S8 Elite™	✓		✓			
S8 Elite™ II	✓		✓			
S7 Series						
S7 AutoSet Spirit™	✓					
S7 Elite™	✓					
VPAP™ III Series	✓		✓			
VPAP™ Auto	✓					
VPAP™ Auto 25 [‡]	✓					
VPAP™ III ST-A com QuickNav	✓		✓			



	ResScan™ 6.0	S9™ Sem fio †	EasyCare Tx™ / Tx Link™ 9.0	AirView™	RCM	RCMH**
VPAP™ Adapt SV	✓		✓			
VPAP Malibu™	✓					
VPAP™ S†	✓					
VPAP™ ST†	✓		✓			
Ventiladores						
Astral™ 100	✓			✓	✓	✓
Astral™ 150	✓			✓	✓	✓
Stellar™ 100	✓		✓	✓	✓	
Stellar™ 150	✓		✓	✓	✓	
VS III™	✓					
Dispositivo para teste do sono em casa						
ApneaLink™ Air				✓		

RCM – Módulo de conectividade ResMed

RCMH – Módulo de conectividade do hospital ResMed

† Somente nos EUA e Canadá.

* Somente nos EUA.

** Para obter uma lista dos dados disponíveis para uso pelo sistema EMR, consulte a lista em www.resmed.com/downloads/devices/RCMH.



MANUFACTURER ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

Consulte ResMed.com para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Para obter informações sobre patentes e outras propriedades intelectuais, consulte ResMed.com/ip
AirMini, AirCurve, AirSense, AirView, Astral, ApneaLink, Lumis, S8, S9, Stellar, AutoSet, S9 Escape, S9 Elite, S9 Escape Auto, S8 Elite, S8 AutoSet Vantage, ResScan, VPAP Tx, S8 AutoSet, S9 AutoSet, VS III, VPAP Auto, VPAP Adapt SV e VPAP Malibu são marcas comerciais e/ou registradas do grupo de empresas ResMed. © 2018 ResMed Ltd. 1018022/13 2018-05