



# Lista de compatibilidad con dispositivos de gestión de datos

Rx Only

Español

Este apéndice indica qué equipos son compatibles con los productos de gestión de datos de ResMed. Para obtener la información completa acerca de cómo utilizar correctamente estos equipos, consulte el manual del usuario correspondiente a cada uno de ellos.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones.

	ResScan™ 5.9	S9™ Inalámbrico †	EasyCare Tx™ / Tx Link™ 8.6	AirView™	RCM	RCMH**
<b>AirMini™</b>				✓		
<b>AirSense 10 / AirCurve 10 Series</b>						
AirSense™ 10 AutoSet	✓		✓	✓		
AirSense™ 10 AutoSet for Her	✓		✓	✓		
AirSense™ 10 Elite	✓			✓		
AirSense™ 10 CPAP	✓			✓		
AirCurve™ 10 S	✓			✓		
AirCurve™ 10 ST	✓			✓		
AirCurve™ 10 VAuto	✓			✓		
AirCurve™ 10 ASV	✓		✓	✓		
AirCurve™ 10 ST-A	✓			✓		
<b>S9 Series</b>						
S9 AutoSet™	✓	✓	✓	✓		
S9 AutoSet™ for Her	✓	✓		✓		
S9 Elite™	✓	✓	✓	✓		
S9 Escape™	✓	✓	✓	✓		
S9 Escape Auto™	✓	✓		✓		
S9 VPAP™ Tx			✓			
VPAP™ S (S9)	✓	✓		✓		
VPAP™ ST (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Auto (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ Adapt (S9 ASV)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	✓	✓	✓	✓		
VPAP™ COPD (S9)*	✓	✓		✓		
Lumis™ Tx	✓					
<b>S8 Series</b>						
S8 AutoSet™ II	✓		✓			
S8 AutoSet Vantage™	✓		✓			
S8 Elite™	✓		✓			
S8 Elite™ II	✓		✓			
<b>S7 Series</b>						
S7 AutoSet Spirit™	✓					
S7 Elite™	✓					
VPAP™ III Series	✓		✓			
VPAP™ Auto	✓					
VPAP™ Auto 25†	✓					
VPAP™ III ST-A con QuickNav	✓		✓			



	ResScan™ 5.9	S9™ Inalámbrico †	EasyCare Tx™ / Tx Link™ 8.6	AirView™	RCM	RCMH**
VPAP™ Adapt SV	✓		✓			
VPAP Malibu™	✓					
VPAP™ S†	✓					
VPAP™ ST†	✓		✓			
<b>Respiradores</b>						
Astral™ 100	✓			✓	✓	✓
Astral™ 150	✓			✓	✓	✓
Stellar™ 100	✓		✓	✓	✓	
Stellar™ 150	✓		✓	✓	✓	
VS III™	✓					
<b>Dispositivo para pruebas del sueño en el hogar</b>						
ApneaLink™ Air				✓		

RCM – Módulo de conectividad ResMed

RCMH – Módulo de conectividad do ResMed Hospital

† Solo EE. UU. y Canadá.

\* Solo EE. UU.

\*\* Para obtener una lista de datos disponibles para uso con el sistema de EMR, consulte la lista en [www.resmed.com/downloads/devices/RCMH](http://www.resmed.com/downloads/devices/RCMH).

 **MANUFACTURER** ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web ResMed.com. Si desea obtener información acerca de patentes y demás propiedad intelectual, visite ResMed.com/ip. AirMini, AirCurve, AirSense, AirView, Astral, ApneaLink, Lumis, S8, S9, Stellar, AutoSet, S9 Escape, S9 Elite, S9 Escape Auto, S8 Elite, S8 AutoSet Vantage, ResScan, VPAP Tx, S8 AutoSet, S9 AutoSet, VS III, VPAP Auto, VPAP Adapt SV y VPAP Malibu son marcas comerciales, marcas registradas, o ambas, de la familia de compañías ResMed.  
© 2017 ResMed Ltd. 1018023/12 2017-12

ResMed.com