



Lista de compatibilidad entre los equipos y los humidificadores

Español

El presente documento indica qué equipos son compatibles con los humidificadores de ResMed. Para obtener la información completa acerca de cómo utilizar correctamente los equipos, consulte los manuales del usuario correspondientes a cada uno de ellos.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones.

Equipo	Humidificadores térmicos						Humidificador externo	Humidificadores pasivos	
	HumidAire 2i™	HumidAire 3i™ H3i Plus™	H4i™	H4i™ for Stellar	H5i™ / H5i™ for Her	HumidAir™	HumiCare™ D900	Passover	HumidAire 2iC™
AirSense™ 10						✓			
AutoSet Spirit™	✓							✓	✓
S7™ Serie	✓							✓	✓
S8 AutoSet Vantage™		✓	✓						
S8 Escape™		✓	✓					✓	
S8 Escape™ II		✓	✓						
S8 Elite™ II, S8 AutoSet™ II		✓	✓						
S9 AutoSet™, S9 AutoSet™ for Her, S9 Elite™, S9 Escape™, S9 Escape™ Auto					✓				
VPAP™ III Serie	✓							✓	✓
VPAP™ III ST-A con QuickNav	✓								✓
VPAP™ Adapt SV	✓								✓
VPAP™ Adapt (S9)					✓				
VPAP™ Adapt (S9 ASV)					✓		✓		
VPAP™ Auto		✓	✓						
VPAP™ Auto (S9)					✓				
VPAP™ S (S9), VPAP™ ST (S9), VPAP™ ST-A (S9 iVAPS), VPAP™ COPD (S9)					✓		✓		
VPAP™ Auto 25, VPAP™ ST			✓						
VPAP™ Tx	✓								
S9 VPAP™ Tx					✓				
VPAP Malibu™	✓								
Lumis™ Tx					✓		✓		
Stellar™				✓			✓		



Stellar ResMed Germany Inc. Fraunhoferstr. 16
82152 Martinsried Alemania

Todos los demás ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista
NSW 2153 Australia

DISTRIBUIDO POR

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EE.UU.
ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EE.UU.
[ECI/REP] ResMed (UK) (por Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web www.resmed.com. Para obtener información relativa a las patentes, consulte www.resmed.com/ip. AirSense, HumidAir, S8, S9, Lumis Tx, Stellar, PaceWave y VPAP son marcas registradas de ResMed Ltd. S9, Stellar, y VPAP están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. © 2014 ResMed Ltd. 1017969/1 2014-08