

Liste de compatibilité entre les appareils et les masques non ventilés

Ce document répertorie les masques compatibles avec les respirateurs ResMed. Pour de plus amples détails sur l'utilisation correcte de ces appareils, y compris le paramétrage, veuillez vous référer au manuel utilisateur correspondant.

Les masques non ventilés peuvent être utilisés avec des respirateurs non invasifs à valve expiratoire externe. Les respirateurs de cette liste sont tous équipés d'une valve expiratoire externe.

Remarque : certains de ces produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Device	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
Astral™		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
VS Ultra™		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
VS III™		
VS III	N/V	✓

N/V = le masque n'a pas été validé pour cet appareil.



VS III ResMed Paris 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel France
Astral ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUÉ PAR

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australie
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 États-Unis
EC REP ResMed (UK) (pour Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Royaume-Uni

Veuillez consulter le site www.resmed.com pour obtenir les coordonnées d'autres bureaux ResMed dans le monde. Pour des informations sur les brevets, veuillez consulter www.resmed.com/ip. AcuCare et Quattro sont des marques commerciales de ResMed Ltd. Astral et VS III sont des marques de commerce de ResMed Paris SAS. Quattro Air et Astral sont des marques de commerce enregistrées à l'Institut américain des brevets et marques. © 2015 ResMed Ltd. 1017303/2 2015-02