

# Lista de compatibilidad de mascarilla sin ventilación/dispositivo

Este documento especifica las mascarillas compatibles con los respiradores de ResMed. Para obtener más detalles respecto del uso correcto de estos dispositivos que incluyen configuración, por favor consulte la guía de usuario específica.

Las mascarillas sin ventilación pueden usarse con un respirador que posea válvulas de escape activas. Los respiradores de esta lista incluyen, todos, una válvula de escape activa.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones.

Dispositivo	AcuCare F1-0 / F1-1	Quattro Air NV
<b>Astral™</b>		
Astral 100	✓	✓
Astral 150	✓	✓
<b>VS Ultra™</b>		
VS Ultra	✓	✓
VS Integra	✓	✓
<b>VS III™</b>		
VS III	N/V	✓

N/V = La mascarilla no ha sido validada para este equipo.



VS III **ResMed Paris** 240 rue de la Motte 77550 Moissy-Cramayel Francia

Astral **ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

#### DISTRIBUIDO POR

**ResMed Ltd** 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia

**ResMed Corp** 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EE. UU.

**ResMed (UK) (for ResMed Ltd)** 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web [www.resmed.com](http://www.resmed.com). Para obtener información relativa a las patentes, consulte [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AcuCare y Quattro son marcas de ResMed Ltd. Astral y VS III son marcas registradas de ResMed Paris SAS. Quattro Air y Astral están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU.

© 2015 ResMed Ltd. 1017304/2 2015-02