



Rx Only

Português

# Lista de compatibilidade de Máscara não ventilada/Dispositivo

Este documento especifica as máscaras compatíveis com ventiladores ResMed. Para obter informações completas sobre o uso correto desses dispositivos incluindo configurações, consulte o manual do usuário específico.

Máscaras não ventiladas podem ser usadas com ventilador com válvula de expiração ativa. Todos os ventiladores nessa lista possuem uma válvula de expiração ativa.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões.

| Dispositivo      | AcuCare F1-0 / F1-1 | Quattro Air NV |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Astral™</b>   |                     |                |
| Astral 100       | ✓                   | ✓              |
| Astral 150       | ✓                   | ✓              |
| <b>VS Ultra™</b> |                     |                |
| VS Ultra         | ✓                   | ✓              |
| VS Integra       | ✓                   | ✓              |
| <b>VS III™</b>   |                     |                |
| VS III           | N/A                 | ✓              |

N/A = a máscara não foi aprovada para este dispositivo.



VS III ResMed Paris 240 rue de la Motte 77550  
Moissy-Cramayel França

Astral ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista  
NSW 2153 Austrália

#### DISTRIBUÍDO POR

ResMed Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Austrália

ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 EUA

ECIREP ResMed (UK) (para ResMed Ltd) 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Consulte [www.resmed.com](http://www.resmed.com) para conhecer outras localizações da ResMed a nível mundial. Para obter informações de patente, consulte [www.resmed.com/ip](http://www.resmed.com/ip). AcuCare e Quattro são marcas comerciais da ResMed Ltd. Astral e VS III são marcas comerciais da ResMed Paris SAS. Quattro Air e Astral são registradas no Escritório de Marcas e Patentes dos EUA.

© 2015 ResMed Ltd. 1017305/2 2015-02

ResMed.com