



Presión contra Índices de flujo para mascarillas ResMed

Rx Only

Estas tablas muestran los índices de flujo de aire a través de los respiraderos de la mascarilla a distintas presiones de la mascarilla. Índices de flujo esperados (l/min)
Esta información no reemplaza la guía de usuario del dispositivo relevante.

Mascarillas faciales

Presión (cm H ₂ O)	AirFit™ F10	AirFit™ F10 for Her	Quattro™ Air	Quattro™ Air for Her	Mirage Quattro™	Quattro™ FX	Quattro™ FX for Her	Ultra Mirage™	Mirage Liberty™
3	19	-	-	-	-	-	-	-	-
4	22	22	22	22	22	22	22	22	22
8	32	32	32	32	32	32	32	32	32
10	37	-	-	-	-	-	-	-	-
12	41	41	41	41	41	41	41	41	41
16	48	48	48	48	48	48	48	48	48
20	54	54	54	54	54	54	54	54	54
24	60	60	60	60	60	60	60	60	60
28	66	66	66	66	66	66	66	66	66
30	69	-	-	-	-	69	69	69	69
32	72	72	72	72	72	72	72	72	72
36	77	77	77	77	77	77	77	77	77
40	82	82	82	82	82	82	82	82	82

Mascarillas nasales

Presión (cm H ₂ O)	AirFit™ N10	AirFit™ N10 for Her	Mirage™ FX	Mirage™ FX for Her	Mirage™ SoftGel	Mirage Activa™ LT	Mirage Micro™	Mirage Activa™	Mirage Kidsta™	Swift™ FX Nano	Swift™ FX Nano for Her	Ultra Mirage™ II
4	20	20	19	19	19	19	19	19	21	20	20	18
8	-	-	28	28	28	28	28	28	30	29	29	29
11	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	34	34	34	34	34	34	36	37	37	38
16	-	-	40	40	40	40	40	40	42	43	43	46
17	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	45	45	45	45	45	45	47	49	49	53
22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	-
24	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	61	61	-	-	-	-	-	-	-	61	61	-

Almohadillas nasales

Presión (cm H ₂ O)	AirFit™ P10	AirFit™ P10 for Her	Swift™ FX	Swift™ FX for Her	Swift™ FX Bella Gray	Swift™ FX Bella	Swift™ LT	Swift™ LT for Her	Mirage Swift™ II
4	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	29	29	29	29	29	29	29	29	29
12	37	37	37	37	37	37	37	37	37
16	43	43	43	43	43	43	43	43	43
20	49	49	49	49	49	49	49	49	49

Pediátricas

Presión (cm H ₂ O)	Pixi™
3	18
7	28
12	36
16	43
20	49

ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUIDO POR
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA
92123 EE. UU. **[EC REP]** ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave
Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW Reino Unido

Para obtener información acerca de otras sucursales de ResMed en todo el mundo, consulte el sitio web www.resmed.com. Para obtener información relativa a las patentes, consulte www.resmed.com/ip. AirFit, Mirage, Mirage Activa, Mirage Kidsta, Mirage Micro, Mirage Quattro, Quattro, Mirage Swift, Mirage Liberty, Pixi y Ultra Mirage son marcas de ResMed Ltd. Mirage, Quattro, Activa, Mirage Quattro, Kidsta, Pixi y Swift están registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. © 2014 ResMed Ltd. 1017028-SpL/2 2014-03